



見守り・コミュニケーション	108	<p>トイレ内異常検知システム「Xeye」</p> 	<p>三協エテック株式会社 環境ソリューション部 特販グループ 電話番号:03-5821-8021</p>	<p>https://www.sat.co.jp/product/other/xeve/</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・トイレ内にセンサーを設置しAI骨格分析により個室の利用者の状態を検知 ・トイレ内での急病人や長時間滞在などが検知ができ異常時は専用タブレットへ通知をおこないます ・異常通知により早期対応ができ人命救助に貢献ができる ・介護の負担軽減として巡回頻度を下げられ、心理的負担が軽減できます ・専用のアプリケーションにより検知時間など容易に設定変更がおこなえます ・異常履歴は骨格動画が発報まで10秒間の閲覧ができるので状況に応じて適切な対応がおこなえます 	<p>バリアフリートイレ パッケージプラン ¥320,000.- (税抜)</p> <p>個室トイレ用プラン ¥240,000.- (税抜)</p>
入浴支援	109	<p>ナノミストバス ベッドタイプ</p> 	<p>株式会社EINS 部 署:無し 電話番号:03-6659-6051</p>	<p>http://www.eins-1.jp/products/bedtype.html</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ベッドサイドでの入浴を可能にする浴槽。 ・センサーで浴槽ドーム内の温度を感知し、適正な温度を維持する。浴槽内に除菌効果のあるミストが充填し、石鹸を使い皮膚をこすったり、シャワーで流すことなく体を温めて、綺麗にします。 ・機器の高さは70センチでベッドからの移乗の際の抱え上げる必要がなくスライドでの移乗が可能です。 	<p>2,000,000円 (税別)</p>
入浴支援	110	<p>バスリフト</p> 	<p>TOTO株式会社 部 署:お客様相談室 電話番号:0120-03-1010</p>	<p>http://www.toto.co.jp/products/ud/bathlift/index.htm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・電動でシートが上下。浴槽での立ち座りや出入りをサポートします。 - 本体は、浴槽リムに載せ、本体のストッパーで浴槽内側を押さえるだけで簡単に取り付けられます。 電源は充電式電池なので大掛かりな電気工事は不要です。シートは取りはずせません。 通常の入浴の際には、シートをはずして入浴できます。 - 浴槽での立ち座りや出入りをサポート。電動でシート部が昇降し、35kg～100kgの体重の方に対応するので、入浴介助の負担を軽減します。 - 関連商品のトランスファーボードなどとセットで使用すれば、一度腰掛けてからゆっくりと移乗できます。 	<p>331,000円 (税別)</p>
入浴支援	111	<p>wellsリフトキャリー</p> 	<p>積水ホームテクノ株式会社 部 署:神奈川ウェルズ営業所 電話番号:045-475-2994</p>	<p>http://www.kaigoshien.com/function/function03.shtml</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・弊社のwellsバスをお使いであれば工事不要で設置可能。設置が簡単で工事無く、後付けで追加できます。移乗台を置き換えるだけで機器をご利用いただけます。 ・乗換え不要で負担を軽減。 ・リフトキャリーに乗ったまま、「脱衣→洗体→入浴」という入浴行為を一貫して行うことができるので、入浴者のみならず、介助者の負担軽減にもなります。 ・ご利用者様に合わせ、スイッチ一つで座面の高さを調整。 ・跳ね上げ式アームサポートで移乗しやすく、横倒れを防止。 ・跨ぎサポートに足を乗せることで浴槽跨ぎの介助負担を軽減。 	<p>1,500,000円～ (非課税)</p>
入浴支援	112	<p>シャワーオール</p> 	<p>エア・ウォーター株式会社 部 署:医療カンパニー 地域医療事業部 医療機器部 電話番号:03-3578-7813</p>	<p>https://www.awi.co.jp/business/medical/welfare/viami.html</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・コンパクトな座位式シャワー入浴装置で、必要最低限の介助で入浴者の自立をサポートする入浴機器です。 ・ミストシャワーとサウナ効果で、心地よい入浴感を作り出し、3分程の入浴でしっかり体を温めます。 ・水位センサーにより排水不良を感知すると、給水制御機能が作動し水漏れを防ぐため、浴室だけでなく脱衣所などにも設置できます。 ・浴槽の「またぎ部分」を限りなく低くし、入浴者の転倒リスクを低減します。 ・お湯を貯めない設計のため、溺れや誤飲といった入浴中の事故を予防し、常に新しい水を使用するため、清潔に入浴する事ができます。 ・ハンドシャワーも付属できるため、浴槽内で洗髪も可能です。 	<p>【居室用】 1,420,000円 (税別)</p>
入浴支援	113	<p>リフト付シャワーキャリー</p> 	<p>株式会社いورا 部 署:本社営業部 電話番号:089-964-7770</p>	<p>https://www.iura.co.jp/products/ls310/index.html https://www.iura.co.jp/products/lb150/index.html</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・工事不要で設置可能。設置が簡単で工事無く、後付けで追加できます。 ・スイッチ一つで座面を昇降して高さの調節ができ、浴槽の出入りにおける要介護者の身体的負担を軽減。 ・センサーによる座面挟込み検知機能付き。 ・浴室内で乗せ替え不要。 ・リフト付シャワーキャリーに乗ったまま、「脱衣→洗体→入浴」を一貫して行うことができる為、入浴者のみならず、介助者の負担軽減にもなります。 ・跳ね上げ式アームサポート、着脱式フットサポートで移乗しやすく、横倒れを防止。 ・跨ぎサポートに足を乗せることで、浴槽跨ぎの介助負担を軽減。 ・チルト機能が搭載しており、角度が20°調整することができます。 	<p>1,400,000円～</p>